



B1a
MT UNIVERSALE per tutte
 le colture batteriologiche e
 diagnostica PCR



B1b
 Striscio fino
 (in combinazione con B1a)



B20
 Tubo sterile
 50 ml



B21
 Tubo sterile
 15 ml



B16
 Set per infezione
 intestinale



U7
 Bicchiere urine
 sterile



U8
 Provetta urina



U9
 Provetta urina



B13
 MT per urina
 batteriologia generale



B12
 Uricult



B33
 Emoculture-set
 aerobico-anaerobico



U6
 Bicchiere
 elaculato



Z3
 Tessuto



B31
 Set per puntati articolari

Preanalitica

Microbiologia



Strisci

Materiale	Analisi	Contenitore di trasporto	No.	Conservazione	
				< 24h	> 24h
Occhio, naso, orecchio, bocca	Batt. generale	MT universale	B1	TA	FR
	Herpes simplex HSV	MT universale	B1	TA	FR
	MRSA	MT universale	B1	TA	FR
Faringe, tonsilla, Nasofaringe	Batt. generale	MT universale	B1	TA	FR
	Bordetella pertussis, virus respiratorio	MT universale	B1	TA	FR
Genitale	Batt. generale, cultura de myco / urea-plasma	MT universale	B1	TA	FR
	Chlam.trach./Gono-PCR, STD-screening, herpes simplex HSV, papilloma virus HPV	MT universale	B1	TA	FR
	Streptococco Gruppo B	MT universale	B1	TA	FR
Ferita	Batt. generale	MT universale	B1	TA	FR
Vescicola	Ricerca di virus	MT universale	B1	TA	FR

Materiali diretti

Materiale	Analisi	Contenitore di trasporto	No.	Conservazione	
				< 24h	> 24h
Urina	Quant. dei germi, batt. generale	MT per urina batteriologia generale o Uricult	B13 B12	TA	FR
	Chlam.trach./Gono-PCR, STD-screening, ricerca antigeni	Bicchiere urine o provetta urina	U8/U9	TA	FR
Feci	Batt. Generale, parassiti, ricerca antigeni, diarrea-screening	Set per infezione intestinale	B16	TA	FR
Espettorato	Batt. generale, TBC, bordetella pertussis, virus respiratorio	Tubo sterile, 50 ml	B20	FR	FR
Capello, unghia, forfora	Miceti (funghi)	Tubo sterile	B20/B21	TA	TA
Eiaculato	Batt. generale, STD-screening	Bicchiere eiaculato o bicchiere urine	U6	TA	FR

Puntati e emocolture

Materiale	Analisi	Contenitore di trasporto	No.
Puntati di provenienza: ferita, articolare, ascite	Batt. generale	Tubo sterile	B20/B21
Liquor	Batt. generale	Tubo sterile, 15 ml	B21
Emocoltura	Batt. generale	Emocolture-set aerobico-anaerobico Attenzione: nessuna preincubazione	B33
Biopsia, catetere	Batt. generale	Tubo sterile	B20/B21